

SilverPlug[®]

B



SilverPlug[®]

Il sigillo certificato

Lo strumento più
intelligente per
sigillare il tunnel
implantare

SilverPlug®

SilverPlug®

Cos'è Silverplug®?

SilverPlug® è l'UNICO Dispositivo Medico specifico brevettato, registrato e certificato in tutto il mondo per sigillare il tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l'impianto.

SilverPlug® è un dispositivo medico di Classe IIA costituito da un polimero contenente ZEOLITE D'ARGENTO, nota per le sue caratteristiche antibatteriche naturali. Non rilascia argento nel corpo.

SilverPlug® riduce drasticamente la proliferazione dei batteri anaerobi all'interno del tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l'impianto, che è una delle principali cause della perimplantite.



Perché usare Silverplug®?

Materiali di riempimento NON CERTIFICATI (cemento provvisorio, pellet di cotone, guttaperca, teflon o cera) creano un ambiente in cui le condizioni di temperatura, nutrimento e anaerobiosi sono ideali per la proliferazione di batteri anaerobi dannosi.

Queste colonie di batteri hanno a disposizione un volume maggiore della più profonda tasca parodontale possibile.

Di conseguenza, per OGNI impianto posizionato, con diversi gradi di intensità, si osservano questi fenomeni:

- / Perdita ossea crestale
- / Tessuti molli infiammati e sanguinanti
- / Cattivo odore

Come usare Silverplug®

- / La sua forma tronco-conica consente un adattamento perfetto indipendentemente dal diametro del tunnel di accesso alla vite di serraggio per corone avvitate, abutment o protesi tipo Toronto avvitate.
- / Solido e facile da manipolare, semplice da inserire e da rimuovere dal tunnel.
- / Qualsiasi tipo di composito o cemento sia provvisorio che definitivo può essere usato per la finalizzazione dell'intervento.

Vantaggi per pazienti e dentisti

Previene qualsiasi implicazione legale per il Medico, con Pazienti e Assicurazioni Sanitarie, derivante dall'uso di materiali di riempimento inappropriati.

- / Garantisce tessuti peri-implantari più sani: gengive rosa, perdita ossea contenuta, nessun cattivo odore.
- / Consente al dentista di fare tutto ciò che è possibile, per evitare l'insorgenza della perimplantite nei Pazienti, eliminandone una delle cause che, fino ad ora, era impossibile controllare.


Istruzioni d'uso Silverplug®



1 Disinfezione dell' impianto



2 Disinfezione dell'abutment




3 Misurazione



4 Taglio



5 Inserimento



6 Controllo



7 Finalizzazione

SilverPlug®

CE
CE 0051



Fabbricante:
DOCUMEDICA SA, via G. Corti 5,
Balerna 6826 Switzerland,
info@documédica.ch

BIOMAX
avere cura

BIOMAX SpA
via Zamenhof 615
36100 Vicenza

T. 0444 913410
info@biomax.it
www.biomax.it

