




CHIRURGIA NOSTRESS

AFFIDATI A NOI

www.biomax.it

D. DIAGNOSTICA



Navibite

repere radiologico

Ti mette al sicuro da possibili errori durante la raccolta dei dati in fase diagnostica.



Aoralscan Shining 3D

scanner da impronta intraorale

Permette di rilevare facilmente l'impronta dei denti e dei tessuti molli e trasferirla agevolmente al centro di produzione e al laboratorio odontotecnico.

AP. ALLINEAMENTO E PIANIFICAZIONE



Navimax

software di progettazione

D'ora in poi non dovrai più occuparti dell'allineamento del file della CBCT, del file dell'impronta digitale e del file del progetto protesico. Tale operazione sarà svolta dal centro Biomax. Potrai così dedicarti solo alla pianificazione chirurgica.



Naviguide

la guida sicura

La guida chirurgica per riprodurre con sicurezza quanto già pianificato con il software Navimax.



Stabilizer

posizionamento senza errori

L'alloggiamento preciso della guida chirurgica Naviguide garantisce una chirurgia no stress.




Navigator

ogni passaggio in sicurezza

Un protagonista assoluto della chirurgia no stress.

I suoi passaggi intuitivi, gli strumenti efficienti ed ergonomici rendono più semplice ogni passaggio.



Impianto T3 PRO

da 3,25 mm con connessione Certain

Un impianto ideale per una chirurgia no stress.

La spira ben pronunciata e il corpo conico consentono un'ottima stabilità primaria.

La connessione Certain è indispensabile per allineare correttamente i pilastri e il provvisorio.



Naviangle

Per posizionare i pilastri angolati Low Profile correttamente al primo tentativo.



Navibridge

Provvisorio fornito prima dell'intervento chirurgico, di lunga durata, rinforzato con una barra di titanio.



Positioner

Per incollare il provvisorio sui cilindri protesici con la massima precisione e rapidità.

CHIRURGIA NOSTRESS

SEGUI TUTTI I PASSAGGI DEL NOSTRO FLUSSO DI LAVORO PER REALIZZARE IL TUO CASO DI CHIRURGIA NO STRESS

Assistenza In qualsiasi fase del nostro flusso potrai rivolgerti al centro di produzione e al nostro personale per avere tutta l'assistenza necessaria.


Navibite Il nostro repere radiografico che il paziente deve portare durante l'esecuzione della Cone Beam (CBCT).

Fase diagnostica Raccogli le informazioni necessarie: la CBCT per la radiologia 3D dei mascellari e l'impronta digitale per i denti e i tessuti molli.

Fase progettuale Fai preparare il progetto protesico, una modellazione digitale di quello che desideri realizzare, dal tuo odontotecnico.

Invia i file con le informazioni raccolte al Centro di produzione Biomax dove provvederemo al loro controllo e allineamento.

Navimax	Con il nostro software di pianificazione potrai sederti davanti al computer con tutte le informazioni necessarie per una pianificazione corretta, realizzabile in pochi semplici passaggi, e decidere cosa utilizzare del nostro flusso.
Naviguide	Con le nostre guide chirurgiche potrai trasferire nella clinica la pianificazione digitale.
Stabilizer	Usalo per posizionare con precisione la mascherina chirurgica.
Navigator	Il kit chirurgico che ti permette di eseguire veramente una chirurgia guidata senza stress.
Naviangle	Il posizionamento pianificato dei pilastri angolati non è più un problema. Con Naviangle la posizione corretta subito, al primo passaggio.
NaviTotal	Il provvisorio di lunga durata realizzato dal Centro di produzione Biomax prima della chirurgia con barra in titanio di rinforzo e pensato per i protocolli di carico immediato.
Positioner	Anche il posizionamento corretto e veloce del provvisorio non è più un problema.



BIO/MAX
avere cura

